

4,500Hz

高性能小型干渉波EMS Perfect4500




Perfect4500


Perfect4500 高性能小型干渉波EMS

これ1台あればパーフェクト


深部に届く「パーフェクト4500」干渉電流波発生原理(うねり)



2つの異なる周波数の電流(正弦波)を体内に流すとAとCでは最大振幅に、Bでは0になる合成交流(うねり)が発生します。このうねり(干渉電流波)は深部にとどき効果を発揮します。




深部に届かない他の製品



一般製品の周波数は1,000Hz以下と低く波形もスパイク波や矩形波が多く深部に届かず皮膚表面にしか作用しません(ピリピリとした刺激感が強く中には炎症のような症状がでる方もいます。)

深部まで届く多機能EMS / 4,500Hzの搬送波の採用により最高のパフォーマンス

- **体を動かさず骨格筋は?** 体重の約40%を占め、一般には30代から減少していきます。
- **筋肉を増強して代謝アップ!** 筋肉量が増えると基礎代謝がアップし消費カロリーが増えます。筋肉運動を意識的に行うと高齢になっても筋肉の増強は可能です。
- **「いきいき」アクティブに!** インナーマッスルを鍛えると姿勢がよくなり、いつまでもアクティブな生活が送れます。
- **4,500Hzの中周波は!** 通電による痛みがきわめて少ないうえに、脂肪層に阻まれることなく、深部筋肉へしっかり到達し運動させる最適な周波数です。
- **干渉波+新モードの威力!** 業界初のお腹をもみまわすようなスクランブルモードをはじめとした多彩な刺激を採用し、究極のEMSを実現しました。



- ① 本体
- ② レザーケース
- ③ 専用ACアダプター
- ④ 接続コード
- ⑤ フレキシブル粘着パッド1組4枚
- ⑥ 単3アルカリ乾電池
- ⑦ 取扱説明書/保証書
- ⑧ かんたん利用ガイド

Perfect4500

仕様	
電源	単3アルカリ乾電池4本(6.0V)又は専用ACアダプター(100V、50/60Hz)
消費電力	7.5W(最大)
出力電流	50mA(最大)
搬送周波数	4,500Hz
干渉低周波	2~100Hz
干渉波モード	12モード切替
タイマー	20分(オフタイマー)
出力強度	30段階切替(LCDによる数値表示)
重量	本体300g(電池を含む)/専用ACアダプター135g(標準付属)
サイズ	180mm × 85mm × 30mm

※ 性能向上のため告知なく仕様内容を変更する場合があります。

ホームページ <http://www.hirose-me.com/>

製造販売元 **ヒロセ電機株式会社** TEL: 045 (620) 3589
神奈川県横浜市都筑区中川中央2-6-3 FAX: 045 (591) 3727